

# FUJIIRYŌKI

一歩二歩三歩 踏みしめて60周年



創業 60 周年記念モデル  
マッサージチェア AS-960

## 超極上の休息へ 次世代最高峰シリーズ登場

※当社製品比較

GOOD DESIGN AWARD  
2013年度受賞

**CYBER-RELAX**  
サイバーリラックス

日本製

# 目指したのは心までほぐす 「極上の休息」

休息というコンセプトをもとに、  
新設計フレームによる「ベッドポジション」と  
業界初30分間のマッサージ「ソムリエコース」を開発。

マッサージチェアの新たな領域へ —  
フジ医療器最高峰モデル登場

マッサージチェアの新たな領域  
超極上の休息へ

ベッドポジション

ソムリエコース



ディテールへのこだわりが生み出す洗練されたデザイン

メタリックライン

デザインパネル

サイドライン

至福の時間をあなたに——



業界初  
30分

※当社調べ  
2013年7月現在

特長 1 新リクライニング機構 独自機能

## 1 今までにないフラット感を生む ベッドポジション

新開発の独自フレーム機構により、フルリクライニングの際にフラットに近い感覚を生む「ベッドポジション」を実現。

フラットに近い姿勢を生み出すことで長時間でも身体をゆったり預けることができます。また、肩の位置・腰・座・腕・脚部が追従して動くことで、マッサージポジションのズレを制御します。



特長 2 長時間リラックスコース NEW

## 2 現実から解き放たれる30分 ソムリエコース

30分の専用プログラムが、心身に極上の休息をもたらします。

1～5分  
エアー&ストレッチ  
マッサージ

5～10分  
ゆったり  
マッサージ

10～18分  
しっかり  
マッサージ

18～26分  
ととのえ  
マッサージ

26～30分  
リラックス  
モード

新制御メカユニット 独自機能

じ〜んわり、じ〜っくり、極メカ4Dがさらに進化

きわみ  
極メカ4D  
+ プラス  
スローハンド

2つのもみ玉の上下・左右・前後の動きすべての動作時間をコントロールする「極メカ4D」に、今回新たに「スローハンド制御」を搭載。これにより、超低速でじ〜んわり・じ〜っくりとコリを深くもみほぐしてくれる、プロ技のようなマッサージが実現しました。また、高速から超低速までの速度域を広げることで、より幅広い繊細なマッサージをお楽しみいただけます。

4D

上下 左右 前後  
時間

+ プラス

スローハンド


業界最多

※当社調べ2013年7月現在

最大12段階の強弱調節

じっくり深いもみ心地の「極メカモード」から、よりソフトな「さすりモード」まで、幅広い強弱調節が可能です。

※ 自動コース時は7段階、手動選択時は12段階



独自機能

3Dポイントナビシステム+ プラス

座る人それぞれに適したマッサージを行うために、背筋ラインをセンサーで読み取り、デリケートに変化する身体のカーブを検知します。



進化したエアーマッサージ

大容量・高出力のエアータグが全身をしっかり包み込む

部位別強弱調節機能搭載

エアーマジック

さまざまな部位ごとに、強弱調節が可能になったエアータグが心地よく圧迫。もみ技との組み合わせで、身体全体を気持ちよくほぐし血行を促進します。

脚部エアーマッサージ

強弱調節5段階※

2段式オットマンを搭載し、エアータグによる圧迫・開放の繰り返しで、ふくらはぎ横はもちろん、ふくらはぎ裏から足裏までをマッサージします。



足裏マッサージ

強弱調節5段階※

くるぶしから下をエアータグでしっかりと挟み込み、足裏を突起付エアータグで刺激します。

※ 脚部・足裏マッサージ連動

けんりょう  
肩療マッサージ

強弱調節5段階 独自機能

片側2枚のエアータグが背面から立ち上がる形状を採用。二の腕から肩甲骨まで広範囲にマッサージを行います。

腕部エアーマッサージ

強弱調節3段階

ひじ下から指先までをしっかり挟み込んで、マッサージをします。



腰・座  
エアーマッサージ

強弱調節5段階

腰・座面・もも横のエアータグが、骨盤周辺からひざ裏までの広範囲な筋肉をほぐします。

新ストレッチ 独自機能

ベッドポジションを生かした、  
極上のストレッチ感

3つの脚部ストレッチ機能

▼ストレッチ  
【伸ばす】



脚をしっかりとかみ、前方へ伸ばすストレッチ。

▼フットストレッチ  
【引っ張る】



脚をしっかりとかみ、下方へ伸ばすストレッチ。

▼ダブルストレッチ  
【伸ばしながら引っ張る】



脚をしっかりとかみ、前方へ伸ばした状態から下方へ引っ張るストレッチ。

パワー  
ストレッチ

独自機能の3つの脚部ストレッチと、背もたれを連動させたハードなストレッチ動作「スイングストレッチ」が新しく登場しました。

スイングストレッチ機能 NEW

ベッドポジションから一度全身を起こし、エアータグで身体をつかんでストレッチ。

※ ストレッチコースのみ



こだわりの温め機能 **NEW**

腕と足裏をじわじわ温めながら、じっくりほぐす

## ダブル ヒーター

ひじ下から指先、足裏部の2つのヒーターが、全身にこころよい温かさを伝えマッサージのウォームアップにも役立ちます。



**新もみ技** **業界最多**

※当社調べ2013年7月現在

充実のもみ技に、新しく4タイプが登場

## 32タイプの多彩なもみ技

プロの施術動作を参考に、新たに4タイプのもみ技を追加。

部位や目的に合わせて、業界最多・全32タイプのもみ技をお楽しみいただけます。

**NEW**




**こねもみ**

揉捏動作のポイント  
マッサージ

もみ玉の半回転の繰り返し動作で、こねる感覚のピンポイントマッサージ

**NEW**



**ほぐしもみ上げ ほぐしもみ下げ**

一定範囲を細かくもみ上げ・下げマッサージ

首・肩・腰を細かくほぐす手技をイメージした、ほぐしもみマッサージ

**NEW**



**背筋開き**

背筋のほぐし動作

背部の筋肉を伸ばし広げる感覚のローリング動作のマッサージ

※イラストはイメージです。

**多彩性を活かした自動コース** **業界最多**

※当社調べ2013年7月現在

32タイプのもみ技を、巧みに組み合わせた

## 19種類の 自動コース

気になるコリに集中マッサージを行うコースから、全身を伸ばすストレッチコースまで、充実の19種類のコースをご用意しました。その日の疲れやコリに合わせてお選びいただけます。

▶ソムリエ30分コース

▶極メカコース

【全身】・【肩】・【腰】のハードマッサージコース

▶疲労回復コース

【全身】・【肩】・【腰】の標準マッサージコース

▶リフレッシュコース

【全身】・【肩】・【腰】のリズミカルな高速動作コース

▶やすらぎコース

【全身】・【肩】・【腰】の低速動作のリラックスコース

▶ストレッチコース

3種類のストレッチコース

▶ソフトコース：ソフトマッサージコース

▶短縮コース：7分コース

▶メモリーコース



家族や仲間が集うシーンに、最高の休息を。



### サイバーリラックス マッサージチェア AS-960

メーカー希望小売価格：オープン価格

仕様

- 本体寸法(約):  
(オットマン収納時)  
幅800×奥行1,370×高さ1,180mm  
(リクライニング時)  
幅800×奥行1,920×高さ720mm
- 組立前最小幅(約):690mm
- リクライニング角度(約):115~165度
- 質量(約):94kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:165W  
(ヒーター:55W)(待機電力:0.9W)
- 定格時間:30分
- 医療機器認証番号:225AGBZX00047000(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック(BK)

JANコード: 4951704168069



ベージュ(CS)

JANコード: 4951704168076

**フロアマット**

上質なデザインを維持したまま床面を保護する、専用のフロアマット付です。



**着脱式背パッド、枕**

それぞれ簡単に取り外ししてお手入れすることが可能です。



【搬入・設置】


●搬入幅

本体搬入幅69cm+2cm(養生のため)以上必要です。

※一部部品を取り外す場合。


●設置

リクライニングできるスペースをあけて、水平などに設置する。足方向に60cm以上、頭方向に20cm以上必要です。



【寸法図】


正面



側面



リクライニングしていないとき



効能・効果

あんま・マッサージの代用 ●疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のコリをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解



## マッサージチェアを作り続けて60年。 フジ医療器は美と健康の総合メーカーです。

- 1954年 ● 大阪市阿倍野区阪南町で  
フジ医療器製作所として創業、健康機器を手掛ける。  
● 第一号機である木製あんま機を開発。



- 1960年 ● 業界初の四つマリス式マッサージ機を開発。

- 1975年 ● フジ マッサージ かあさんFM-52を発売。  
フジ医療器独自の特殊クラッチにより、  
全自動でもみ・たたきの切替えができる  
「複合マッサージ機能」が画期的だった。



- 1987年 ● ローラーチェア KIT-10DXを発売。  
8輪ローラーによるローリングマッサージ機。  
スイッチ式からリモコン操作に、  
ローラー突起をつけるなど、大幅に改良され  
大ヒット機種となった。



- 1995年 ● エアーマッサージチェア ロイヤルチェア MC-133  
業界初のエアバッグのみを使った  
マッサージチェアを発売。



- 2001年 ● CYBER-Relax マッサージチェア AS-001を発売。  
体型を感知し、最適なマッサージプログラムを自動で  
選ぶ「3Dポイントナビシステム」など、業界初の革新的  
な機能を数多く搭載したモデル。



- 2003年 ● CYBER-Relax マッサージチェア S.Oシリーズが  
グッドデザイン特別賞を受賞。



- 2004年 ● CYBER-Relax マッサージチェア AS-800  
シリーズがグッドデザイン賞を受賞。



- 2005年 ● 「医療機器における品質マネジメントシステム」の  
国際規格であるISO13485:2003の認証を取得。



- 2013年 ● 創業60周年記念モデル  
CYBER-RELAX マッサージチェア AS-960  
を発売。グッドデザイン賞を受賞。



安全に関する  
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
  - 医師からマッサージを禁じられている人(例: 血栓[そく(塞)]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
  - 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
    - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
    - 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
    - 心臓に障害のある人
    - 妊娠中、または出産直後の人
    - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
    - 皮膚に創傷のある人
    - 安静を必要とする人
    - 体温38℃以上(有熱期)の人(例: 急性炎症症状[けん(倦)]怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)
    - 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)]痛性[疾患]疾患の人
    - 背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人
    - 捻挫、肉離れなど炎症性の人
    - 椎間板ヘルニア症の人
    - 温度感覚喪失が認められる人
    - その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。  
この商品の保証は日本国内でのみ有効です。  
リモコンスタンドは左右どちらでも設置可能です。

### お客様相談窓口のご案内

フジ医療器  
フリーダイヤル

0120 0120-027-612

受付: 月曜～金曜 午前9時～午後5時30分  
※ 但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 06-6644-9103

E-mail フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。  
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。  
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、  
まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における  
個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

AS-960の使い方  
をお電話でサポート!!

☎️ ソムリエコール  
0120-113-706

受付: 9:00～17:30 (土日祝日、年末年始を除く)

製品の情報や、  
楽しいコラムなどが盛りだくさん!!

フジ医療器ホームページ  
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

フジ医療器製品の消耗品・別売品の  
お取寄せはコチラ!!

フジ医療器モール  
<http://www.fuji-mall.com/>

フジ医療器商品が当たる! 最大30万円相当!!  
プレゼントキャンペーン 毎月実施中!

フジ医療器 HP からはコチラ!  
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>  
ケータイからはコチラ!  
[http://www.fujiiryoki.co.jp/\\_m/](http://www.fujiiryoki.co.jp/_m/)

QRコード  
ケータイから  
カンタンアクセス



● お求めは...



美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、  
右記の販売店にご相談ください。  
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。